

STERIS Vaprox® **Sterilisationsmittel mit 35%** **Wasserstoffperoxid für** **VHP® Generatoren**



Was spricht für Vaprox als Sterilisationsmittel?

Die Verwendung von Wasserstoffperoxidlösungen minderer Qualität oder von Lösungen mit Konzentrationen über 35% kann zum Erlöschen der Garantie für das Einspritzsystem führen. Zudem können sich bei manchen Peroxiden minderer Qualität Rückstände im Einspritzsystem ablagern, so dass vor der Fortsetzung des Betriebs eine Wartung notwendig wird.

1-Liter-Kartusche **Artikelnr. PB006**

- Kompatibilität mit den Einspritzsystemen von VHP-Generatoren umfassend geprüft
- Kartuschenkonstruktion sorgt bei der Handhabung für höchste Bediensicherheit
- Analysezertifikat zum Nachweis der Produktqualität liegt jeder Charge bei
- Chargennummer und Verfallsdatum sind durch das Türfenster der Kartuschenhalterung sichtbar
- Der Sterilisationsmittel-Füllstand ist ohne Entnahme der Kartusche erkennbar
- Haltbarkeit bei Raumtemperatur: ungeöffnet 1 Jahr, geöffnet 45 Tage
- Lieferung an hunderte VHP-Kunden aus den Produktionsanlagen in Mentor, Ohio (USA) und Köln, Deutschland

20-Liter-Kanister

Artikelnr. PB027

- Wirtschaftlich bei verbrauchsintensiven Anwendungen
- Kompatibilität mit den Einspritzsystemen von VHP-Generatoren umfassend geprüft
- Haltbarkeit bei Raumtemperatur: ungeöffnet 1 Jahr, geöffnet 45 Tage
- Analysezertifikat zum Nachweis der Produktqualität liegt jeder Charge bei
- Abgefüllt in Köln, Deutschland – Neu für Kunden in Europa mit VHP M1000 Biodekontaminationssystem



Zur Verwendung mit VHP M1000 Biodekontaminationssystemen.



Benutzerkomfort und Handhabungssicherheit dank
Spezialkonstruktion des VHP M1000 Biodekontaminationssystems.



STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH 44060-1834 ■ USA
440-354-2600 ■ 800-444-9009
www.steris.com

STERIS-Niederlassungen weltweit:

Benelux	32 2 523 2488
Deutschland	49 2233 69990
Frankreich	33 1 55 176000
Großbritannien	44 1256 840400
Italien	39 02 2130341
Japan	81 78 321 2271
Kanada	800 661 3937
Lateinamerika	305 442 8202
Schweden	46 152 228 30
Singapur	65 68 41 7677
Skandinavien	358 9 25851
Spanien	34 916 585 920

M2433DE.2003-12 Vers. A
Druck Dezember 2003, 1.000
© 2003 STERIS Corporation.
Alle Rechte vorbehalten.